Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. **1147-1**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Αιμοπαθολογοανατομικού Εργαστηρίου

του

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών /Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ιστοχημικές Δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα	Χρώση Αιματοξυλίνης Ηωσίνης Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης	Μηχάνημα χρώσης οίκου Myr Επί βλάβης ή συντήρησης η χρώση γίνεται στο χέρι με το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο εργασίας (O.520.02, 1/19-10-2020, E.530-1, 2/19-10-2020)
	Ιστοχημική χρώση για ανάδειξη δικτυωτών ινών (Reticulin Stain)	Reticulin Stain: Diapath “silver impregnation”, rev 8_070519 O.520.06, 1/19-10-2020, E.530-1, 2/19-10-2020

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα E.530-1, 2/19-10-2020
	Αναπλαστικό Τ-λέμφωμα ALK+, ALK+ Β-λέμφωμα	ALK-1
	Β-λεμφοκύτταρα (πλην Β-λεμφοκυττάρων βλαστικού κέντρου) και Τ-λεμφοκύτταρα Β- και Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες	Bcl2
	Β-λεμφοκύτταρα βλαστικού κέντρου και Τ- βοηθητικών λεμφοκυττάρων βλαστικών κέντρων Β-Λεμφοζιδιακό λέμφωμα, Πρωτοπαθές δερματικό Β-λέμφωμα από τα κύτταρα του βλαστικού κέντρου, Επιθετικά Β-λεμφώματα, Τ-λέμφωμα από Τ-βοηθητικά κύτταρα του βλαστικού κέντρου	BCL6
	Β-λεμφοκύτταρα Β- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα	BOB1
	Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων	BRAF
	Κύτταρα Langerhans	CD1a
	Β-κύτταρα βλαστικού κέντρου, Τ-βοηθητικά κύτταρα βλαστικού κέντρου Β- και Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα.	CD10
	Πλασματοκύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, πλασμαβλαστικό λέμφωμα	CD138
	Μονοκύτταρα Οξείες μυελογενείς λευχαιμίες, Hodgkin	CD15

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	λέμφωμα	
	Β-παρθένα και ώριμα λεμφοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, Β-λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα, Hodgkin λεμφώματα	CD19
	Τ-λεμφοκύτταρα Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, σπάνια Hodgkin λέμφωμα	CD2
	Β-παρθένα και ώριμα λεμφοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, Β-λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/ PC δυσκρασίες	CD20
	Β- λεμφοκύτταρα (οριακής ζώνης), δενδριτικά δικτυοκύτταρα Όγκοι δενδριτικών κυττάρων, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	CD21
	Β- λεμφοκύτταρα (ζώνη μανδύα), δενδριτικά δικτυοκύτταρα Όγκοι δενδριτικών κυττάρων, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	CD23
	Τ-λεμφοκύτταρα (ρυθμιστικά), Β-λεμφοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα Hodgkin λέμφωμα, Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, μαστοκυττάρωση, οξείες λευχαιμίες	CD25
	Τ-λεμφοκύτταρα, NK κύτταρα Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα, σπάνια Hodgkin λέμφωμα	CD3
	Ενεργοποιημένα κύτταρα Β- και Τ- Β-μη Hodgkin λεμφώματα Hodgkin λέμφωμα, Τ- μη Hodgkin λεμφώματα	CD30
	Μονοκύτταρα Οξείες λευχαιμίες	CD33

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	Προγονικά κύτταρα Οξείες λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα	CD34
	Τ-βοηθητικά-λεμφοκύτταρα Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα	CD4
	Β- και Τ-κύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα Hodgkin λέμφωμα, Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα	CD43
	Τ-λεμφοκύτταρα, Β-μη Hodgkin λεμφώματα (χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα) Hodgkin λέμφωμα, Τ- μη Hodgkin λεμφώματα	CD5
	Οστεοβλάστες, NK κύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, NK λεμφώματα/λευχαιμίες, νεοπλασία από βλαστικά πλασμοκυττοειδή κύτταρα	CD56
	Μονοκύτταρα, μυελοκύτταρα, ιστιοκύτταρα Οξείες μυελογενείς λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες	CD68/KP1
	Μονοκύτταρα, ιστιοκύτταρα Οξείες μυελογενείς λευχαιμίες, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες	CD68/PGM1
	Β-λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, Β-λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα,	CD79α

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	οξείες μυελογενείς λευχαιμίες, Hodgkin λέμφωμα, πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες	
	Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, NK κύτταρα Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα	CD8
	Τ-λεμφοκύτταρα Λεμφοβλαστικές λευχαιμίες, οξείες μυελογενείς λευχαιμίες	CD99
	Επιθηλιακά κύτταρα Καρκινώματα επιθηλιακής και νευροενδοκρινούς προέλευσης	CK8/18
	Προγονικά κύτταρα οξείες μυελογενείς λευχαιμίες, μαστοκυττάρωση	c-kit
	Επιθηλιακά κύτταρα Καρκινώματα επιθηλιακής και νευροενδοκρινούς προέλευσης	CKLowMW
	Μακροφάγα με νόσο	CMV
	Ενδοθήλιο αγγείων, επιθηλιακά κύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα (λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα, λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων), πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες	CyclinD1
	Επιθηλιακά κύτταρα Καρκινώματα επιθηλιακής και νευροενδοκρινούς προέλευσης	CytoAE1/AE3

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	Β-λεμφοκύτταρα (ζώνης του μανδύα) Β-μη Hodgkin λεμφώματα (σπληνικό λέμφωμα από το κύτταρο της οριακής ζώνης, λεμφοζιδιακό λέμφωμα, λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων)	DBA.44
	Κύτταρα ερυθράς σειράς Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, οξείες λευχαιμίες (ερυθρολευχαιμία), μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες	Glycophorin c
	Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα Τ-μη Hodgkin λεμφώματα με κυτταροτοξικό φαινότυπο, NK λεμφώματα/λευχαιμίες	Granzyme
	Πλασματοκύτταρα, Β-ώριμα λεμφοκύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	IgA
	Β-λεμφοκύτταρα (ζώνη του μανδύα), πλασματοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες	IgD
	Πλασματοκύτταρα, Β-ώριμα λεμφοκύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	IgG
	Πλασματοκύτταρα, Β-ώριμα λεμφοκύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	IgM
	Όλα τα κύτταρα σε φάση πολλαπλασιασμού	Ki-67

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	Β-μη Hodgkin λεμφώματα (των ορογόνων κοιλοτήτων , HHV8+ διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα)	LANA1
	Β-λεμφοκύτταρα (βλαστικού κέντρου, ζώνης του μανδύα), κύτταρα αιμοποιητικού Β-μη Hodgkin λεμφώματα (διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, λεμφοζιακό, από το κύτταρο της οριακής ζώνης)	LMO2
	Μονοκύτταρα, ιστιοκύτταρα, μυελοκύτταρα Οξείες λευχαιμίες (μυελογενή, μυελομονοκυτταρική, μονοκυτταρική), ιστιοκυτταρικές εξεργασίες	Lysozyme
	Σιτευτικά κύτταρα. Μαστοκυττάρωση	Mast cell tryptase
	Μυελικής προέλευση κύτταρα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, οξείες λευχαιμίες, μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες	MPO
	Β-ώριμα λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, Hodgkin λέμφωμα, πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Τ-μη Hodgkin λεμφώματα	MUM1
	Β-μη Hodgkin λεμφώματα, πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες	MYC
	Νευροενδοκρινή κύτταρα Καρκινώματα νευροενδοκρινούς προέλευσης	NSE

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	Β-λεμφοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, σπάνια Hodgkin λέμφωμα	OCT2
	Δενδριτικά δικτυοκύτταρα λεμφαδένων με νόσο	P24
	Β-και Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα	P53
	Τ-λεμφοκύτταρα Τ- μη Hodgkin λεμφώματα, λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα	PanT
	Β-λεμφοκύτταρα Β-μη Hodgkin λεμφώματα, Hodgkin λέμφωμα, Β-λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα, πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες	PAX5
	Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα Τ-μη Hodgkin λεμφώματα με κυτταροτοξικό φαινότυπο, NK λεμφώματα/λευχαιμίες	Perforin
	α,β αλυσίδες του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (Τ- λεμφοκύτταρα)	TcRβ
	γ,δ αλυσίδες του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (Τ- λεμφοκύτταρα)	TcRγ
	Β-αιματογόνια (μυελός των οστών), Τ-παρθένα λεμφοκύτταρα (θύμος αδένα) Β- και Τ- λεμφοβλαστικές λευχαιμίες/λεμφώματα	TdT
	Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, μυελοκύτταρα Τ-μη Hodgkin λεμφώματα με κυτταροτοξικό φαινότυπο, NK λεμφώματα/λευχαιμίες	TIA

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές		
Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% και Ιστός εγκλεισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά εξαιρούμενα δείγματα και όργανα (συνέχεια)	Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών:	Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: DAKO Autostainer Link * Ventana BenchMark XT και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συνεκτίμηση με μορφολογική διαγνωστική αξιολόγηση Έκαστο Αντίσωμα Ε.530-1, 2/19-10-2020
	Οστεοκλάστες Β-μη Hodgkin λεμφώματα (λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων, σπληνικό λέμφωμα από το κύτταρο της οριακής ζώνης)	TRAP
	Ενδοθήλιο αγγείων, ινοβλάστες, δακτυλιοειδώς διαπλεκόμενα δικτυοκυττάρα Καρκινώματα επιθηλιακής προέλευσης	Vimentin
	Β-,Τ-λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Β-λεμφώματα	EMA
	Πλασματοκύτταρα, Β-ώριμα λεμφοκύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	κ light chain
	Πλασματοκύτταρα, Β-ώριμα λεμφοκύτταρα Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Β-μη Hodgkin λεμφώματα	λ light chain

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

WHO: World Health Organizationy
ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology
AJCC: American JointCommittee on Cancer
CAP: College of American Pathologists

Τόπος αξιολόγησης:**Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Υψηλάντου 45 - 47, Αθήνα.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής**: Α. Παπανικολάου , Λ Μαρίνος, Γ. Κανέλλης.**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1147-1**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 20.11.2027.

Αθήνα, 30.05.2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθυνων Σύμβουλος του ΕΣΥΔ