Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Αρ. **1273**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Ορολογικού Εργαστηρίου του Μικροβιολογικού Τμήματος

του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσολογικές Δοκιμές		
1. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**ΑναλυτέςBN Prospec (BN-02) καιAtellica NEPH630 (BN-01)***
	1. C-αντιδρώσα Πρωτεΐνη (hsCRP)	Νεφελομετρία E.530-1/1 23-11-2020
2. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Ιολογικός-ανοσολογικόςαναλυτήςLIAISONDIASORIN (LI-03)***
	1. Αντισώματα έναντι ΚυτταρομεγαλοϊούIgM(CMV)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
	2. Αντισώματα έναντι ΚυτταρομεγαλοϊούIgG(CMV)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
	3. Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgM (TOXO)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
	4. Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG(TOXO)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
	5. Αντικαψιδικά αντισώματα έναντι ιού EpsteinBarrIgM (EBV-VCA)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
	6. Αντικαψιδικά αντισώματα έναντι ιού EpsteinBarrIgG (EBV-VCA)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020

ΕΣΥΔ

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	7. Αντισώματα έναντι ιού απλού (1 & 2) Έρπητα IgM (HSV ½)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
	8. Αντισώματα έναντι ιού απλού (1 & 2) ΈρπηταIgG (HSV ½)	Χημειοφωταύγεια (CMIA) E.530-1/1 23-11-2020
Μικροβιολογικές Δοκιμές		
1. Ορός αίματος	TPHA	Παθητική αιμοσυγκόλληση (BIORAD) E.530-1/1 23-11-2020
2.Ορός αίματος	RPR	Carbonlatex Συγκολλητινοαντίδραση (LORNE, BIOREX) E.530-1/1 23-11-2020
Εξετάσεις Ούρων		
1. Ούρα	**Προσδιορισμός 10 παραμέτρων**	**Αναλυτές ανάγνωσης ταινιών χημικών παραμέτρων - ειδικού βάρους και εκτίμησης χρώματος και θολερότητας AUTIONMAX-4280 (AU-04)KAIAUTIONMAX-4281 (AU-05)**
Ούρα (συνέχεια)	1.Ειδικό βάρος	Διαθλασιμετρία E.530-1/1 23-11-2020
	2. pH	Δείκτες ανίχνευσης pH μεταξύ 4,5 και 9 (πράσινο της βρωμοκρεζόλης, κυανούν της βρωμοξυλενόλης) E.530-1/1 23-11-2020
	3.Λευκοκύτταρα	Δράση της εστεράσης των λευκοκυττάρων E.530-1/1 23-11-2020
	4.Νιτρώδη	Αντίδραση του Griess E.530-1/1 23-11-2020
	5.Λευκώματα	Αντίδραση του πρωτεϊνικού σφάλματος του δείκτη του pH E.530-1/1 23-11-2020
	6.Γλυκόζη	Αντίδραση της οξειδάσης της γλυκόζης-υπεροξειδάσης χρωμογόνου E.530-1/1 23-11-2020
	7.Κετόνες	Αρχή της αντίδρασης του Legal E.530-1/1 23-11-2020

ΣΧΕΔΙΟ

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	8.Ουροχολινογόνο	Σύζευξη του ουροχολινογόνου με διαζωνικό άλας Ε.530-1/1 23-11-2020
	9.Χολερυθρίνη	Σύζευξη της χολερυθρίνης με διαζωνικό άλας Ε.530-1/1 23-11-2020
	10.Ερυθροκύτταρα	Δράση της ψευδοπεροξειδάσης της αιμοσφαιρίνης Ε.530-1/1 23-11-2020
2. Ίζημα Ούρων	1. Εξέταση Ιζήματος Ούρων για Πυοσφαίρια, Ερυθρά, Μορφολογία ερυθρών, Πλακώδη επιθήλια, Επιθήλια ουροποιητικού συστήματος, Βακτήρια, Μύκητες, Κυλίνδρους, Κρυστάλλους, Άμορφα άλατα.	Μικροσκοπική Εξέταση Ε.530-1/1 23-11-2020
3. Ενεργό ίζημα	1. Δεύτερη πρωινή ούρηση για ανίχνευση δύσμορφων ερυθρών.	Μικροσκοπική Εξέταση Ε.530-1/1 23-11-2020

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αθανασάκη 2, Αμπελόκηποι 11526, Αθήνα.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:
Π.Πανταζή,Κ.Τσιβεριώτης,Ε.Καυκούλα,Τ.Ναντίμ,Ε.Παπαγρηγορίου, Σ.Ψαλλίδα,Μ.Αφεντόγλου,Τ.Γκουαχάρντο

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 02.11.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1273**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝΙSO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 01.11.2025.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.

ΣΧΕΔΙΟ